

Saviez-vous que ...

La couleur sous-jacente peut influencer la couleur finale de toutes restaurations sans métal ?

Il est donc important, voir primordial, de communiquer au laboratoire la couleur du pilier des restaurations toute céramique et même avec structure de zircone.

Il existe un guide de couleur spécifique à cet usage appelé « *Natural Die Material Shade Guide* », fabriqué par Ivoclar Vivadent. Il comprend 9 couleurs qui vont des dents traitées par blanchiment aux dents dévitalisées très décolorées.

Par la suite, la procédure en laboratoire consiste à fabriquer un pilier de la couleur correspondante ce qui nous permet de contrôler la couleur tout au long de la fabrication de la restauration.

Il nous permet également de mieux vous conseiller dans le choix de la structure à utiliser dans le cas d'une grande différence entre la situation de départ et le résultat final souhaité.

Si vous désirez de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 819.243.5654 ou au 1.800.207.3895.

Did you know that ...

The preparation shade will affect the final result of any metal free restoration?

This is why it is so important to communicate the stump or preparation shade to the laboratory for every all-porcelain restoration as well as every Zircon structure.

Ivoclar Vivadent has designed a great tool for this specific use called « *Natural Die Material Shade Guide* ». It includes 9 different shades varying from imitation of bleached preparations to severely discoloured or devitalized preparations.

From there, the laboratory will simulate the shade of the prepared tooth and thus is the optimum basic for true-to-nature shade match with the oral situation during fabrication of the ceramic restoration.

This information will also help us to make suggestions regarding structure choices in case of big discrepancy of shade between initial situation and final desired result.

If you have any questions, do not hesitate to contact us at 819.243.5654 or 1.800.207.3895.

